

WEIGAO

LABORATORIO
ASSERCA



BOLSAS DE SANGRE


20% MARKET SHARE
MUNDIAL
(segunda bolsa más usada en el mundo)

35% MARKET SHARE
ARGENTINA

Estudios de calidad, físicos
químicos y microbiológicos
en laboratorios propios.



HOLDER TOMA MUESTRA BOLSA SATELITE CLAMP DE SEGURIDAD CÓDIGO TUBULADURA PUNTO DE QUIEBRE



BOLSAS CON DERIVACIÓN

Dobles CPDA-1
Triples CPDA-1
Triples SAGMAN
Cuádruples CPDA-1
Cuádruples SAGMAN

BOLSAS SIN DERIVACIÓN

Simple
Dobles
Triples
Bolsas de transferencia TOTM 400ml

COMPLEMENTOS DE LA LÍNEA

Set de transfusión monocámara
Set de transfusión doblecámara
Set de transf. con medidor volumétrico
Filtros de leucorreducción
Tubos de extracción al vacío
Sillones de extracción
Sellador térmico
Balanzas agitadoras de bolsas de extracción

Yerúa 4975, Paternal, CABA

+ (54 11) 4551 8399

hemoterapia@asserca.com.ar

www.asserca.com.ar



+569 9547 6737

hemoterapia@asserca.cl

www.asserca.cl